

## NEURO SWING-CLASSIC into NEURO SWING

This online tutorial describes the conversion of a NEURO SWING-CLASSIC into a NEURO SWING system ankle joint. The NEURO SWING-CLASSIC system ankle joint provides a static plantar flexion stop and a dynamic dorsiflexion stop. You can convert it into a NEURO SWING system ankle joint in order to have a joint with a dynamic plantar flexion stop and a dynamic dorsiflexion stop.

You will find more information about the system ankle joints in the [manual](#) of the NEURO SWING-CLASSIC and in the [manual](#) of the NEURO SWING.

In addition, you can find the online tutorial about the joint assembly of the NEURO SWING system ankle joint [here](#).

### FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.de



**FIOR & GENTZ**


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.de





The NEURO SWING-CLASSIC is a system ankle joint with **static plantar flexion stop** and dynamic dorsiflexion stop. In only a few steps, you can convert it into a NEURO SWING system ankle joint with **dynamic plantar flexion stop** and dynamic dorsiflexion stop.

**FIOR & GENTZ**

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH


Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.de

**FIOR & GENTZ**  
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

## Step 2/5



To do so, you need:

- the NEURO SWING cover plate with the corresponding system width;
- an additional spring unit for the second spring duct with the chosen spring force as well as
- an additional screw unit for the second spring unit with the corresponding system width.

### FIOR & GENTZ


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.de

**FIOR & GENTZ**  
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM



In order to mount the NEURO SWING cover plate, grind the system stirrup along the marked laser lines.

**FIOR & GENTZ**

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.de

**FIOR & GENTZ**  
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

#### Step 4/5



Check if the NEURO SWING cover plate fits well in the laminate and adapt the laminate, if necessary.  
*Note: When laminating, the same assembly/lamination dummy and shaping dummy is used for both NEURO SWING-CLASSIC and NEURO SWING. Thus, the space at the laminate should be sufficient when converting the joint.*

#### FIOR & GENTZ


Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.de





To demount the cover plate, proceed as follows:

- Unscrew both countersunk flat head screws.
- Place the washer on the cover plate and screw the pressing screw into the thread of the second screw. The pressing screw must not be screwed in completely.
- Push the joint's upper part and the cover plate apart by exerting force on them as illustrated (see arrows). This can be achieved by using a vice or by controlled knocks.
- Remove pressing screw and washer.

**FIOR & GENTZ**

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.de





## Step 1/1



While doing so, please note the steps of the assembly for the NEURO SWING system ankle joint.

### **FIOR & GENTZ**

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.de

**FIOR & GENTZ**  
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

## FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von orthopädiotechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
D-21337 Lüneburg

Tel.: [+49 4131 24445-0](tel:+494131244450)  
Fax: [+49 4131 24445-57](tel:+4941312444557)  
E-Mail: [info\(at\)fior-gentz.de](mailto:info(at)fior-gentz.de)

## Beratung und Technischer Support

[Verkauf im Innendienst](#)

[Verkauf im Außendienst](#)

[Technischer Support](#)

[Export](#)



### FIOR & GENTZ

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädiotechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg

☎ [+49 4131 24445-0](tel:+494131244450)  
☎ [+49 4131 24445-57](tel:+4941312444557)

✉ [info@fior-gentz.de](mailto:info@fior-gentz.de)  
🌐 [www.fior-gentz.de](http://www.fior-gentz.de)

**FIOR & GENTZ**  
ORTHOPÄDIETECHNIK MIT SYSTEM

**FIOR & GENTZ**

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb  
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 5  
21337 Lüneburg

☎ +49 4131 24445-0  
☎ +49 4131 24445-57

✉ info@fior-gentz.de  
🌐 www.fior-gentz.de

