

AFO/KAFO/KO

www.orthosis-configurator.com/es

Técnico ortopédico: _____

Empresa: _____

No. de cliente: _____

Fecha: _____

Declaramos que los datos personales del paciente serán memorizados y utilizados para la elaboración de pedido y para el análisis estadístico. Por favor, tenga en cuenta que el cálculo de carga de la ortesis se refiere a los datos indicados. Estos datos pueden cambiar durante la utilización de la ortesis. Al rellenar este formulario de tratamiento ortésico tenga en cuenta futuras modificaciones (p. ej. oscilaciones del peso, crecimiento o variaciones de la fuerza muscular).

DATOS DEL PACIENTE

Nombre del paciente

Año de nacimiento

Peso corporal

Pierna

kg

pierna izquierda
pierna derecha

Por razones de protección de datos introduzca sólo las dos primeras letras del nombre y del primer apellido.

Sexo

Estatura

Por favor, use dos formularios de tratamiento ortésico si los puntos siguientes son diferentes entre las dos piernas.

femenino
masculino

cm


Enfermedades y limitaciones

Utilice el formulario general de tratamiento ortésico solo en el caso de enfermedades y limitaciones para las que no exista un formulario específico de tratamiento ortésico en el área de descargas.

Medidas de calzado

Número del calzado (UE)

(longitud de pie + 1,5 cm) x 1,5



Altura de tacón (A)

Drop (x = A - B)

mm

mm


Grosor de suela (B)

Compensación de altura (C)

mm

mm

Rango de movimiento en la articulación tibiotarsiana



Dorsal

Plantar


Inestabilidades/desviaciones a nivel de la rodilla

posición fisiológica

desviación en varo

Máxima


Esperada con ortesis



desviación en valgo

Máxima

Esperada con ortesis




rango de movimiento fisiológico

hiperextensión

Máxima


Esperada con ortesis



limitación de extensión

Máxima extensión

Esperada con ortesis



AFO/KAFO/KO

www.orthosis-configurator.com/es


Inestabilidades/limitaciones de movimiento a nivel de la cadera

rango de movimiento fisiológico

limitación de extensión

Máxima extensión

o



Capacidad de la bipedestación durante el examen (con ayuda, si es necesario)

El examen se pudo hacer (en parte) con el paciente de pie.


sí

no

Curso de la plomada (a partir del centro de gravedad del cuerpo humano)


La línea de gravedad corre a través o por delante del centro de rotación de la rodilla.

Esto también puede ser el caso en limitaciones de extensión mayores que pueden compensarse, p. ej. mediante una inclinación del tronco hacia delante o corregirse en la ortesis.



La línea de gravedad corre por detrás del centro de rotación de la rodilla.

Esto puede ser el caso en limitaciones de extensión mayores que no pueden compensarse o corregirse en la ortesis.



Fuerza muscular (valoración según Janda)

0 (ausente) 1 (mínima) 2 (muy débil) 3 (regular) 4 (buena) 5 (normal)

Flexión de cadera

Extensión de cadera

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Extensión de rodilla

Flexión de rodilla

0 1 2 3 4 5


0 1 2 3 4 5

Dorsiflexión

Flexión plantar

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5



Nivel de actividad



1. Pacientes en espacios interiores



2. Pacientes en espacios exteriores con restricciones




3. Pacientes en espacios exteriores sin restricciones



4. Pacientes en espacios exteriores sin restricciones con exigencias muy altas

Medida anteroposterior (para el centro de rotación mecánico de la rodilla en una KAFO o KO)



mm

Apuntes de la conversación con el paciente (p. ej. pre-tratamiento)
