

Ortopedický technik: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Zákaznické číslo: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Upozorňujeme na to, že osobní údaje pacienta budou uloženy a použity ke zpracování objednávky a také ke statickému vyhodnocování. Nezapomeňte, že výpočet zatížení ortézy vychází ze zde uvedených údajů. V průběhu používání ortézy se tyto údaje mohou měnit. Již při vyplňování tohoto formuláře zvažte předvídatelné změny (např. kolísání hmotnosti, růst nebo změny stavu svalů).

## ÚDAJE O PACIENTOVI

Jméno pacienta

Rok narození

Tělesná hmotnost

Noha

kg

levá noha

pravá noha

Z důvodů ochrany osobních údajů prosím uvádějte pouze první dvě písmena jména a příjmení.

Pohlaví

Tělesná výška


Žena

Muž

cm

Jestliže se následující body u pravé a levé nohy liší, použijte dva formuláře.

## Rozměry boty



Velikost boty (kontinentální evropský systém)


Vyrovnání výšky (C) \_\_\_\_\_ mm

Výška podpatku (A) \_\_\_\_\_ mm

Tloušťka podešve (B) \_\_\_\_\_ mm


Výškový rozdíl pata-špička (drop) \_\_\_\_\_ mm  
( $x = A - B$ )

## Rozsah pohybu v horním hlezenním kloubu



Dorzální

o



Plantární

o

## Typy chůze podle Amsterdamské klasifikace chůze

TYPY CHŮZE PODLE AMSTERODAMSKÉ KLASIFIKACE CHŮZE					
TYPY CHŮZE	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 4	TYP 5
KOLENO	NORMÁLNÍ	HYPEREXTENZE	HYPEREXTENZE	FLEXE	FLEXE
KONTAKT CHODIDLA	PLNÝ	PLNÝ	ČÁSTEČNÝ	ČÁSTEČNÝ	PLNÝ

## Aktivita



### 1. Interiérový typ uživatele

Stupeň aktivity 1 dle klasifikace FIOR & GENTZ odpovídá stupni 4 klasifikace GMFCS a stupni 2 klasifikace FMS. Oba klasifikační stupně budou podrobněji popsány níže.

**GMFCS stupeň 4:** Pacient je schopen chůze pouze s pomůckou. Tento pacient používá chodítko bez pomoci další osoby. Pro zdolání schodů se pacient musí přidržovat zábradlí a potřebuje asistenci druhé osoby. Dlouhé vzdálenosti zvládne pouze s pomůckou.

**FMS stupeň 2:** Pacient potřebuje kromě ortézy chodítko, aby byl schopen chůze bez pomoci další osoby.



### 3. Nelimitovaný exteriérový typ uživatele

Stupeň aktivity 3 dle klasifikace FIOR & GENTZ odpovídá stupni 2 klasifikace GMFCS a stupni 5 klasifikace FMS. Oba klasifikační stupně budou podrobněji popsány níže.

**GMFCS stupeň 2 :** Pacient je často schopen chůze bez pomůcky. Při zdolávání schodů se musí jednou rukou přidržovat zábradlí. Běh, skoky, dlouhé vzdálenosti, nerovný terén a prostory s velkým množstvím lidí dělají pacientům problémy.

**FMS stupeň 5:** Pacient kromě ortézy nepotřebuje k chůzi další pomůcky ani asistenci další osoby. Při zdolávání schodů se musí jednou rukou přidržovat zábradlí.



### 2. Limitovaný exteriérový typ uživatele

Stupeň aktivity 2 dle klasifikace FIOR & GENTZ odpovídá stupni 3 klasifikace GMFCS a stupni 3 klasifikace FMS. Oba klasifikační stupně budou podrobněji popsány níže.

**GMFCS stupeň 3:** Pacient je schopen chůze pouze s pomůckou. Tento pacient může jít s použitím holí bez pomoci další osoby. Pro zdolání schodů se pacient musí přidržovat zábradlí a potřebuje asistenci druhé osoby. Dlouhé vzdálenosti zvládne pouze s pomůckou.

**FMS stupeň 3:** Pacient potřebuje kromě ortézy hole, aby byl schopen chůze bez pomoci další osoby.



### 4. Nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvlášť vysokými požadavky

Stupeň aktivity 4 dle klasifikace FIOR & GENTZ odpovídá stupni 1 klasifikace GMFCS a stupni 6 klasifikace FMS. Oba klasifikační stupně budou podrobněji popsány níže.

**GMFCS stupeň 1:** Pacient je schopen chůze bez pomůcky. Běh, skoky i zdolání schodiště bez přidržování se zábradlí mu nedělají problémy.

**FMS stupeň 6:** Pacient kromě ortézy nepotřebuje k chůzi další pomůcky ani asistenci další osoby. Je schopen chůze v jakémkoli terénu i prostorech s velkým množstvím lidí.

## ÚDAJE O ORTÉZE

### Poznámky z rozhovoru s pacientem (např. předběžná péče)

---



---



---



---



---