

EVO volgens N.A.P.<sup>®</sup> Gait Classification  
of EVO/KEVO volgens Patiëntenanamnese

[www.orthosis-configurator.com/nl](http://www.orthosis-configurator.com/nl)

Orthopedisch technicus: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_


Klantnummer: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Wij wijzen erop dat persoonlijke gegevens van patiënten worden opgeslagen en gebruikt voor de verwerking van de opdracht en voor een statistische analyse. Denk eraan dat de berekening van de belasting van de orthese betrekking heeft op de hier aangegeven gegevens. Tijdens het gebruik van de orthese kunnen deze gegevens veranderen. Houd reeds bij het invullen van dit verzorgingsformulier rekening met veranderingen die zullen optreden (bijv. m.b.t. lichaamsgewicht, groei of veranderingen van de spierstatus).

## GEGEVENS PATIËNT

|  |                    |                        |  |
|--|--------------------|------------------------|--|
| <b>Naam patiënt</b>  | <b>Geboortjaar</b> | <b>Lichaamsgewicht</b> | <b>Been</b>  |
|  |                    | kg                     | linkerbeen<br>rechterbeen  |
| Vanwege privacyredenen gelieve uitsluitend de eerste twee letters van de voornaam en van de familienaam opgeven. | <b>Geslacht</b>    | <b>Lichaamslengte</b>  | Gebruik twee verzorgingsformulieren wanneer de volgende punten bij beide benen van elkaar verschillen. |
|  | vrouw      man     | cm                     |  |

## Schoenmaat



Schoenmaat (Europese standaardmaat)


Hoogtecompensatie (C) \_\_\_\_\_ mm

Hakhoogte (A) \_\_\_\_\_ mm

Zoldikte (B) \_\_\_\_\_ mm


Heel drop (x = A - B) \_\_\_\_\_ mm

## Bewegingsvrijheid in BSG



Dorsaal

o



Plantair

o

## Activiteit



### 1. Binnenshuis lopen

De patiënt kan en/of zal een orthese gebruiken voor transferdoeleinden of voortbeweging over een vlakke ondergrond in een rustig looptempo. Loopduur en loopafstand zijn op grond van zijn toestand sterk beperkt.



### 3. Onbeperkt buitenshuis lopen

De patiënt kan en/of zal zich met een orthese in een matig tot snel, ook veranderlijk looptempo voortbewegen en daarbij de meeste obstakels in de omgeving overwinnen. Hij kan bovendien in het open veld lopen en beroepsmatige, therapeutische en andere activiteiten uitoefenen die de orthese niet aan een bovengemiddelde, mechanische belasting blootstellen.



### 2. Beperkt buitenshuis lopen

De patiënt kan en/of zal zich met een orthese in een rustig looptempo voortbewegen en daarbij lage obstakels in de omgeving overwinnen, zoals stoepranden, afzonderlijke treden of een ongelijke ondergrond.



### 4. Onbeperkt buitenshuis lopen met zeer hoge eisen

De patiënt kan en/of zal zich met een orthese voortbewegen als iemand die onbeperkt buitenshuis kan/zal lopen. Bovendien kunnen op grond van de hoge functionele eisen hoge schokbelastingen, spanningen of vervormingen optreden. Typisch voor de meeste kinderen en sporters.


EVO volgens N.A.P.<sup>®</sup> Gait Classification of EVO/KEVO volgens Patiëntenanamnese

www.orthosis-configurator.com/nl

## EVO VOLGENS N.A.P.<sup>®</sup> GAIT CLASSIFICATION

Voor de verzorging met een EVO volgens de N.A.P. Gait Classification

### Gangtypes volgens de N.A.P.<sup>®</sup> Gait Classification



\* N.A.P. is een gedeponeerd merk van Renata Horst.

## EVO/KEVO VOLGENS DE PATIËNTANAMNESE

Voor de verzorging met een EVO of voor de verzorging met een KEVO bij bijv. sterke instabiliteiten in varus-/valgusstand

### Verkeerde varusstand      Verkeerde valgusstand



Maximaal

Gecorrigeerd



Maximaal

Gecorrigeerd

### Hyperextensie



Maximaal

Gecorrigeerd

### Extensiebeperking



Heup


Knie

## Spierstatus (beoordeling volgens Janda)

| Heupflexie       |   |   |   |   |   | Heupextensie   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---|
| 0                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Knie-extensie    |   |   |   |   |   | Knieflexie     |   |   |   |   |   |
| 0                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dorsaal-extensie |   |   |   |   |   | Plantairflexie |   |   |   |   |   |
| 0                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- 0 (nul) - complete verlamming, geen contractie
- 1 (spoor) - zicht-/voelbare activiteit, geen hele bewegingen
- 2 (zeer zwak) - beweging zonder invloed van zwaartekracht mogelijk
- 3 (zwak) - krachtontplooiing tegen de zwaartekracht
- 4 (goed) - krachtontplooiing tegen lichte weerstand
- 5 (normaal) - volledige krachtontplooiing tegen sterke weerstand

## AP-maat (voor het mechanische kniedraaipunt bij een KEVO)



mm

## ORTHESEGEGEVENS

## Notities uit het gesprek met de patiënt (bijv. voorafgaande verzorging)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---